

ACESSO VASCULAR



PRELUDE® BAINHA INTRODUTORA

Família de Produtos Merit
para Acesso Vascular

A FAMÍLIA PRELUDE DE BAINHAS INTRODUTORAS

Uma abrangente linha de produtos que oferece excelente transição, inserção suave e mais opções do que você precisa.

EXCELENTE TRANSIÇÃO – Proporciona uma suave inserção no vaso.

VÁLVULA HEMOSTÁTICA – Minimiza refluxo de sangue durante o procedimento. Facilita inserção e retirada dos dispositivos.

HUBS COLORIDOS – Codificação internacional para fácil identificação.

DILATOR SNAP FIT – Elimina a possibilidade do dilatador sair do introdutor durante a inserção. Encaixe fácil e audível.

ANEL DE SUTURA ROTACIONAL – O anel de sutura gira ao redor do dispositivo. Superfície lisa e fixador de sutura largo.

TORNEIRA DE TRÊS VIAS – Simples de manipular, fácil *flush* e aspiração.

HOLSTER – Mantém todos os componentes seguros, especialmente o fio guia. Os componentes podem ser lavados enquanto estão no *holster*. Todas as bainhas introdutoras Prelude são acondicionadas em *holsters*.

OPÇÕES DE FIOS GUIA – Várias opções de fio guia para a necessidade de cada procedimento. Todos os modelos 0.035" (0.89mm) e 0.038" (0.97mm) são fios guia de aço inoxidável, *double ended* (ponta J 3mm e floppy reta).




PRELUDE®

BAINHAS INTRODUTORAS

As bainhas introdutoras Prelude PSI são produzidas em Polietileno o que gera resistência ao *kink* durante inserção e uso.

Códigos	Diâmetro	Comprimento	Fio Guia Incluso	Fio Guia Diâmetro	Fio Guia Comprimento
PSI-4F-11-035	4F	11cm	Sim	0.035" (0.89mm)	50cm
PSI-5F-11-035	5F	11cm	Sim	0.035" (0.89mm)	50cm
PSI-6F-11-035	6F	11cm	Sim	0.035" (0.89mm)	50cm
PSI-7F-11-035	7F	11cm	Sim	0.035" (0.89mm)	50cm
PSI-8F-11-035	8F	11cm	Sim	0.035" (0.89mm)	50cm
PSI-5F-11-038	5F	11cm	Sim	0.038" (0.97mm)	50cm
PSI-6F-11-038	6F	11cm	Sim	0.038" (0.97mm)	50cm
PSI-7F-11-038	7F	11cm	Sim	0.038" (0.97mm)	50cm
PSI-8F-11-038	8F	11cm	Sim	0.038" (0.97mm)	50cm
PSI-5F-23-038	5F	23cm	Sim	0.038" (0.97mm)	80cm
PSI-6F-23-038	6F	23cm	Sim	0.038" (0.97mm)	80cm
PSI-7F-23-038	7F	23cm	Sim	0.038" (0.97mm)	80cm
PSI-8F-23-038	8F	23cm	Sim	0.038" (0.97mm)	80cm
PSI-4F-23-035	4F	23cm	Sim	0.035" (0.89mm)	80cm
PSI-5F-23-035	5F	23cm	Sim	0.035" (0.89mm)	80cm
PSI-6F-23-035	6F	23cm	Sim	0.035" (0.89mm)	80cm
PSI-7F-23-035	7F	23cm	Sim	0.035" (0.89mm)	80cm
PSI-8F-23-035	8F	23cm	Sim	0.035" (0.89mm)	80cm

Embalado no *holster*; 5 por caixa



PRELUDE®**BAINHA INTRODUTORA RADIAL - MINI ACESSO**

Facilita a colocação da bainha com o uso de agulhas pequenas (21G ou 20G) e fio guia com diâmetro menor (0.018"/0.46mm ou 0.025"/0.64mm). Os produtos são embalados com agulhas, fio guia, bainha e dilatador. Excelente para acesso radial, braquial e femoral.


EXCELENTE TRANSIÇÃO – Facilita a entrada suave no vaso do paciente. Resistente ao *kink* durante inserção. Os dilatores estão disponíveis com 0.018" (0.46mm) e 0.025" (0.64mm) *tip tapers*.

Códigos	Diâmetro	Comprimento	Fio Guia Diâmetro/Comprimento	Agulha Diâmetro/Compr.
PSI-4F-7-018	4F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-5F-7-018	5F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-6F-7-018	6F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-7F-7-018	7F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-4F-11-018	4F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-5F-11-018	5F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-6F-11-018	6F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-7F-11-018	7F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm SS/SS	21G x 4cm
PSI-4F-7-018NT4	4F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-5F-7-018NT4	5F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-6F-7-018NT4	6F	7cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-4F-11-018NT4	4F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-5F-11-018NT4	5F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-6F-11-018NT4	6F	11cm	0.018" (0.46mm) x 40cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-4F-23-018NT4	4F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-5F-23-018NT4	5F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-6F-23-018NT4	6F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-7F-23-018NT4	7F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 4cm
PSI-4F-23-018NT7	4F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 7cm
PSI-5F-23-018NT7	5F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 7cm
PSI-6F-23-018NT7	6F	23cm	0.018" (0.46mm) x 80cm NT/PT	21G x 7cm

SS= Aço Inoxidável | NT= Nitinol | PT= Ponta de Platina

PSI-4F-7-025	4F	7cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm
PSI-5F-7-025	5F	7cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm
PSI-6F-7-025	6F	7cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm
PSI-4F-11-025	4F	11cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm
PSI-5F-11-025	5F	11cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm
PSI-6F-11-025	6F	11cm	0.025" (0.64mm) x 50cm	20G x 4cm

Fio Guia em aço inoxidável, *double ended* (ponta J 3mm e *floppy* reta).
Embalado no *holster*; 5 por caixa



PRELUDE®

BAINHAS INTRODUTORAS COM AGULHA ANGIOGRÁFICA MERIT ADVANCE®

Fornece agulha de acesso com bainha introdutora, dilator e fio guia.

Códigos	Diâmetro	Comprimento	Fio Guia Diâmetro/Comprimento	Agulha Diâmetro/Compr
PSI-5F-11-035-18G	5F	11cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-6F-11-035-18G	6F	11cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-7F-11-035-18G	7F	11cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-8F-11-035-18G	8F	11cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-5F-11-038-18G	5F	11cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-6F-11-038-18G	6F	11cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-7F-11-038-18G	7F	11cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	18G x 7cm
PSI-8F-11-038-18G	8F	11cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	18G x 7cm

Embalado no *holster*, 5 por caixa.

AGULHA ANGIOGRÁFICA MERIT ADVANCE®

Hub ergonômico, possui referência visual e tátil para orientação do bisel.

Design do bisel proporciona corte superior, facilita a penetração no tecido e parede do vaso.



PRELUDE®

BAINHAS INTRODUTORAS CURTAS

Fornecer acesso à fistulas e enxertos para diálise.

Pode ser usada em angioplastia e procedimentos de trombólise.

Também pode ser usada para hemodiálise temporária; aceita taxa de fluxo até 600mL/min.

PONTA RADIOPACA – Melhora a visibilidade da ponta da bainha para fácil e clara identificação dentro da fistula, enxerto ou vaso.

EXCELENTE TRANSIÇÃO DA PONTA - Permite suave inserção, mesmo em tecidos resistentes ou enxertos.

TORNEIRAS MAIS LARGAS – Para melhora da aspiração, descarga (*flush*) e fluxo durante o procedimento. As torneiras são removíveis.

CLAMP – Permite controle de trânsito de fluido através da extensão lateral.

HUB – Hub angulado, combinado ao diâmetro interno largo da extensão lateral, promove fluxo superior.

Códigos	Diâmetro	Comp. (cm)	Fio Guia Diâmetro	Agulha Diâmetro & comprimento
PSS-5F-4-018MT	5F	4cm	0.018" (0.46mm) x 40cm	21G x 4cm
PSS-6F-4-018MT	6F	4cm	0.018" (0.46mm) x 40cm	21G x 4cm
PSS-7F-4-018MT	7F	4cm	0.018" (0.46mm) x 40cm	21G x 4cm
PSS-8F-4-018MT	8F	4cm	0.018" (0.46mm) x 40cm	21G x 4cm
PSS-5F-4-035MT	5F	4cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	-
PSS-6F-4-035MT	6F	4cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	-
PSS-7F-4-035MT	7F	4cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	-
PSS-8F-4-035MT	8F	4cm	0.035" (0.89mm) x 50cm	-
PSS-5F-4-038MT	5F	4cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	-
PSS-6F-4-038MT	6F	4cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	-
PSS-7F-4-038MT	7F	4cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	-
PSS-8F-4-038MT	8F	4cm	0.038" (0.97mm) x 50cm	-

Fio Guia 0.018" em aço inoxidável com ponta *floppy* reta.

Fio Guia 0.35" e 0.38" em aço inoxidável e ponta *double ended*.



BAINHAS INTRODUTORAS MERIT MAK

KIT MINI ACESSO

Excelente transição entre dilatador e introdutor.

O dilatador se encaixa perfeitamente no introdutor para uma suave inserção no vaso.

Configurações dos kits fornecem os componentes necessários para o rápido acesso.

Códigos	Diâmetro	Comp. Guia	FioGuia Diâmetro / comprimento	Agulha Diâmetro & comprimento
AGULHAS STANDARD				
MAK401	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 7cm
MAK501	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 7cm
MAK401N	4F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK501N	5F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK501N-15	5F	15cm	0.018" x 60cm NT/PT	21G x 7cm
MAK405	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 7cm
MAK505	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 7cm
AGULHAS ECOGÊNICAS				
MAK401-E	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 7cm
MAK501-E	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 7cm
MAK401N-E	4F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK501N-E	5F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK405-E	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 7cm
MAK505-E	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 7cm
MAK401-PED	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 4cm
MAK501-PED	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/SS	21G x 4cm
MAK401N-PED	4F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 4cm
MAK501N-PED	5F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 4cm
MAK405-PED	4F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 4cm
MAK505-PED	5F	10cm	0.018" x 40cm SS/PT	21G x 4cm
MAK401NPD	4F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK501NPD	5F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK401NPD-E	4F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm
MAK501NPD-E	5F	10cm	0.018" x 40cm NT/PT	21G x 7cm

SS = Aço inoxidável PT = Ponta de Platina NT = Nitinol PD = Ponta de Paládio 0.018" (0.46mm)
Embalagem 10 por caixa





Understand. Innovate. Deliver.™

Matriz

Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 10
Modulo E - Condomínio Perrini Business Park
CEP 89219-600 - Joinville - SC
Tel.: +55 47 3425-3720

Merit.com

Sede

Rua Apeninos, 429 - 6° andar
Conjuntos 601 e 602
CEP : 01533-000 - São Paulo - SP
Tel.: +55 11 4561-0062/0063

400933001/G ID 022417