

# Bainha Introdutora

# **SPEED CROSS MSB**

Registro ANVISA: 80454419001



## Características

- Tecnologia Flexsteer™, trama reforçada que fornece controle e excepcional resistência à torção, mantendo a flexibilidade ideal
- O Advanced SureSeal™ tecnologia de válvula hemostática para minimizar o embolismo aéreo e perda de sangue, mesmo sob condições extremas
- Tecnologia Flexsteer™ patenteada, revestimento hidrofóbico, permitindo um acesso suave
- Dilatador cônico para melhorar o acesso
- Retenção superior da curva para posicionamento confiável do cateter
- Extremidade distal atraumática e macia, com faixa de marcação radiopaca, permitindo o posicionamento exato sob fluoroscopia
- Orifícios laterais na extremidade distal, para facilitar a aspiração do cateter
- Suporta fio guia até 0,035 "/ 0,89 mm máximo

## Bainha Introdutora SPEED CROSS MSB


### Descrição

A bainha Speed Cross MSB destina-se à introdução percutânea de vários tipos de cateteres e outros dispositivos. A Bainha Speed Cross possui revestimento hidrofóbico Flexsteer™ patenteada e com a mais recente tecnologia SureSeal™.

### Referências e Medidas

| Código | Tamanho | Curva Bainha | Comprimento Bainha | Comprimento Dilatador | Furos Laterais Bainha |
|--------|---------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 58034  | 6F      | Reta         | 70 cm              | 75 cm                 | 2 cm                  |
| 58036  | 6F      | Reta         | 90 cm              | 95 cm                 | 2 cm                  |
| 58041  | 6F      | Balkin       | 40 cm              | 45 cm                 | 2 cm                  |
| 58204  | 7F      | Balkin       | 45 cm              | 50 cm                 | 2 cm                  |
| 58148  | 8F      | Reta         | 79 cm              | 84 cm                 | 2 cm                  |
| 58153  | 8F      | 55°          | 61 cm              | 66 cm                 | 2 cm                  |
| 58155  | 10F     | 55°          | 61 cm              | 66 cm                 | 2 cm                  |
| 58161  | 10F     | 70°          | 61 cm              | 66 cm                 | 2 cm                  |

### Tipos de ponta



Registro ANVISA: **80454419001**

